

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIGUAN								Código					
	GESTIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO								Versión		V2			
	FORMATO FICHA TÉCNICA EQUIPOS DE LABORATORIO								Fecha		14/01/2020			
									Página		1			
DATOS INSTITUCIONALES														
Sede		CIRCUNVALAR		Laboratorio		SIMULACION CLINICA			Facultad		MEDICINA			
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO														
Nombre del Equipo		MEGACODE KELLY BASICO CON SIMPAD PLUS												
Accesorios		INSTRUCCIONES DE USO (DFU), FOLLETO DE GARANTÍA GLOBAL DE LAERDAL, MANIQUÍ ADULTO DE CUERPO COMPLETO, BRAZO ARTICULADO PARA ENTRENAMIENTO EN TRATAMIENTO INTRAVENOSO, LUBRICANTE PARA MANIQUÍ, PIELES PARA EL CUELLO REEMPLAZABLES, JUEGO DE OJOS PARA MEGACODE KELLY, ROLLO DE CINTA DE MEMBRANA CRICOIDES, CABLE CONECTOR DEL MANIQUÍ DE 10,30 METROS DE LONGITUD, JUEGO DE CLAVIJAS PARA DESFIBRILACIÓN, JUEGO DE VEJIGAS DE REEMPLAZO PARA ENTRENADOR NEUMOTORÁCICO, , VEGIJAS PARA LÍNEA AXILAR MEDIA, MALETÍN, CHAQUETA, PANTALONES												
Marca		LAERDAL	Modelo		43452		Serial		203UMS2718001		Placa UAN 010154			
Cantidad		1		Ubicación dentro del laboratorio		CONSULTORIO 3								
ESTADO DEL EQUIPO			MODALIDAD DE ADQUISICIÓN / DISPONIBILIDAD				MANUALES							
Normal		X		Compra		X		Comodato					Virtual X Físico X	
Irregular				Arriendo				Donación					Otro/Cual	
Fuera de servicio/De Baja					Observaciones		BUEN ESTADO							
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO Aplicación o Uso (Información Funcional)			MANIQUÍ DE CUERPO ENTERO CARACTERIZADO POR SU GRAN REALISMO Y PENSADO PARA PERMITIR LA ADQUISICIÓN DE PRÁCTICA EN TRATAMIENTO INTRAVENOSO Y EN ESCENARIOS DIFÍCILES O EN LOS QUE SE PRODUZCA OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS.											
DILIGENCIAMIENTO ÁREA DE ACTIVOS (ESPACIO EXCLUSIVO DE DILIGENCIAMIENTO ÁREA DE ACTIVOS)														
Clase de Activo		EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO 10 AÑOS		Clase (Cuenta Contable)				Código SISTEMA ACTIVOS						
Fecha de Adquisición		20/11/2018		Código Ubicación SISTEMA		PPE0031707		Proveedor (NIT)		800036678				
Proveedor (Nombre)		DIDACLIBROS LTDA		Valor de Adquisición		35.778.778,00		Fecha Finalización de garantía						
Datos de Contacto/ Relación con Orden de Compra (Teléfonos,Página WEB, correo electrónico, Funcionario Contacto)														
ESPECIFICACIONES TECNICAS														
CLASIFICACIÓN BIOMEDICA/ NIVEL RIESGO						TECNOLOGIA PREDOMINANTE			CLASIFICACION DE RIESGO POR USO					
Diagnóstico				I (A) Riesgo Bajo				Eléctrica X Hidráulica		Mecánico Radiaciones				

Soporte de vida				IIa(B) Riesgo Moderado		X		Electrónica			Mecánica			Eléctrico		X		Químico o Biológico				
Otro			X		IIb (C)Riesgo Alto				Electromecánica			Neumática			Térmico				Incendio o Explosión			
Cual?		MEDIANA FIDELIDAD			IIID (D) Riesgo Muy Alto				Otra/Cual?					Ruido/Vibraciones				Ergonómico (Carga visual o postural)				
														Otro/ Cuál?								
Voltaje (Voltios)						Intensidad Corriente (Amperaje - Amperios)					Potencia (Watts)					Otras Variables (Grado de Precisión, Fase, Frecuencia, velocidad de Operación, entre otras)		HUMEDAD RELATIVA DEL 90% DESFIBRILACIÓN : 720 J/MINUTO MÁX				
Capacidad (Kilogramos, litros)						Temperatura (Grados Centígrados)		0 C° - 40C°			Presión (Kg/cm)											
Rango de Medición						Rango de precisión		+/- 2mm Hg			Dimensiones (Altura, Longitud, Diámetro, peso)											
Observaciones																						
INDICACIONES DE USO																						
Condiciones de Operación (Calibración inicial, Formateo, entre otras)																						
Condiciones de Seguridad																						
REGISTRO DE MANTENIMIENTO																						
FECHA			No. REPORTE DE SERVICIO			ACTIVIDAD			DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD				NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO		NOMBRRE DE LA EMPRESA		APROBACIÓN					
DD	MM	AA				MANTENIENT O PREVENTIVO	MANTENIMIEN TO CORRECTIVO	OTRO / CUAL?														
RECOMENDACIÓN DE FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO						REVISION CADA 3 AÑOS																
ELABORADO POR :									REVISADO POR:													
NOMBRE			YEIMY CONTRERAS									NOMBRE:		EQUIPO DE LSC Y COORDINACION NACIONAL DE LABORATORIOS								
CARGO:			AUXILIAR DE LABORATORIO									CARGO:										

